



**Pars Sinuhe Pad Company**

**Electric truck (scooter) carrying any type of wheelchair under the brand of Motochair**

جرّار كهربائي (دراجة آليّة) الناقلة لأي نوع من الكراسي المتحركة بإسم تجاري موتو جير



**Motochair**

**Motochair, revolutionary in a wheelchair**

موتو جير، ثورة في الكراسي المتحركة



✓ **comfortable** ✓ **light** ✓ **Fast**  
مريح خفيف سريع

+982174676

[www.psptrade.com](http://www.psptrade.com)

No. 33, Unit 1, Jihad Alley, Arash Sq.,  
Farzanegan St., Jalal Al-Ahmad,  
Marzdaran, Tehran



Motochair is like an electrical truck for veterans and patients who are unable to move due to some side effects and are deprived of any required services is a good option to help mobility and allows them to use it anywhere without any problems. People with disabilities can move at home and in all urban places without any help of others by connecting our electric scooters which can be installed on any wheelchair. The competitive advantage of this product is the high In fact, quality level and very fair price for consumers. such patients can buy a device with the same quality level as other foreign devices at a very low cost.

**Motochair** الجرار الكهربائي يعد إختياراً مناسباً للمعاقين، الضحايا والمرضى الذين لا يقدرّون على الحركة و النقل و يصرّمون عن جميع الخدمات بسبب بعض الأعراض و يعطيكم هذه الإمكانيّة أن تستفيدوا منه في جميع الأمكنة دون أى مشكلة. يستطيع المعاقون أن يتحركوا في البيت و جميع أماكن المدينة بأنفسهم و بدون مساعدة الآخرين، ياتصال الدراجة الآليّة المنتجة من عندنا بالكرسي المتحرك. الميزة التنافسيّة لهذا المنتج، هي الجودة العالية و السعر المناسب للمستهلكين. في الواقع يقدر هؤلاء المرضى أن يوصلوا على هذا الجهاز بنفس الجودة للجهاز الفارسي بسعر رخيص .

## Specifications and benefits:

- ✓ Ability to assemble and disassemble from the wheelchair by the person himself
- ✓ Ability to use the device for 4-5 hours continuously without any charging
- ✓ Make joy, freshness, confidence and independence in person
- ✓ Carry by car without any need of cranes and elevators
- ✓ Ability to travel 55 km and speed up to 15 km / h
- ✓ Lightweight, comfortable and easy to move
- ✓ Ability to move on a slope of 15 degrees
- ✓ rechargeable battery
- ✓ 100-watt motor
- ✓ EBS brake
- ✓ rear gear

## المواصفات و المزايا للجرار الكهربائي:

- ✓ لديه مكبح EBS
- ✓ خفيف، مريح، و سهّل
- ✓ لديه مقبض الرجوع للغلف
- ✓ القدرة على الحركة في ميل 15 درجة
- ✓ المحرّك 1000 وات / البطارية القابلة للشحن
- ✓ المؤدّي إلى البعوضة، إطمئنان البال و الإستقلال في الشفص
- ✓ قابليّة التعميل و الانفصال عن الكرسي المتحرك بواسطة نفس الشفص
- ✓ قابليّة إستفراّم الجهاز إلى 3-5 ساعة دوماً و بدون حاجة إلى الشحن
- ✓ قابليّة النقل باستفراّم السيارة و بدون أيّ حاجة إلى جرثقل و المضعر
- ✓ القدرة على تغطّي مسافة 55 كيلومتر و إزديار السرعة إلى 15 كيلومتر في الساعة

➤ Motochair has a fast assemble and disassemble process! Just align it and connect it to the steering

➤ Motochair لديه نظام اتصال و انفصال سريع. للإتصال، قم بمحاذاة الجهاز و اتصّله إلى المقود.



- A Bring closer the Motochair to the wheelchair  
إلى الكرسي المتحرك Motochair قم بتقريب -
- B Push down the Motochair  
أضغط للأسفل -
- C Hook the Motochair to your wheelchair  
إمّصل خذّاف Motochair في الكرسي المتحرك -
- D Pull your body back  
أرفع جسدي للغلف -
- E Push the steering wheel forward  
أضغط المقود إلى الأمام -



- F Push the safety lever down  
أضغط رافعات الأمان إلى الأسفل -
- G Pull your body back  
أرفع جسدي للغلف -
- H Push the steering wheel forward  
أضغط المقود إلى الأمام -
- I Push the Motochair down and remove it  
أضغط Motochair إلى الأسفل و قم بالتفصيل -

COMING SOON



Headlight  
مصباح الأمام



USB charging capability  
قابليّة الشحن بـ USB



Quad brake handle and accelerator  
مقبض المكبح و مسرع راعي



Side mirror  
مرآة جانبية



Display  
الشاشة



Rotary park capability  
قابليّة توقّف الدائري



Color adjustment  
إختيار اللون